TOPICS

はんだの接合状態を確認

- FE-EPMA 分析装置を用いた接合界面の分析-

電子情報部 的場彰成(まとばあきなり)

matoaki@irii.jp

専門: 熱電材料、結晶構造解析

一言:材料開発等についてご相談下さい。

近年、デジタル化と共に微小な電子部品を用いた高密 度実装が増えています。中でも、電子部品と基板電極と を接合するはんだも微小化しているため接合強度不足に なりやすく、不具合の原因となっています。

工業試験場では分析径 0.1 µmの電界放出型電子線 マイクロアナライザ (FE-EPMA) 分析装置を用い、はん だ接合強度に影響する金属間化合物について分析しまし た。はんだと基板電極の接合界面におけるスズ (Sn) 及 び銅(Cu)の2次元分布の結果を図に示します。図から、 はんだと基板電極の界面で、はんだ中の Sn と Cu の金 属間化合物が 2 μm程度の厚さであることが分かります。 一般的に、この金属間化合物が 1 ~ 3 µmの厚さで形成

されるときに最も強い接合強度が得られます。そのため、 図に示す金属間化合物の形成状況は良好であることが確 認できます。このようにはんだ接合界面の Sn と Cu の 2 次元分布によって接合状態が分かるため、FE-EPMA 分 析装置ははんだ接合界面の品質調査や不具合の原因究明 に有効な装置となります。

工業試験場では、このような接合界面の分析をはじめと して、材料の開発に関する技術支援を行っております。お 気軽にご相談ください。




図 Sn 及び Cu の 2 次元分布